


Anticorpo Monoclonal Anti-Apolipoproteína B (ApoB) Para Wb E Elisa - P04114

Número do item: CM0008118



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ApoB validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para rato. Reconhece ApoB humano (516 kDa), a principal proteína da LDL que media a ligação ao receptor e o transporte de colesterol. Ideal para pesquisa cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-ApoB
Observações/Apêndice	FLDB; FCHL2; LDLQC4; apoB-48; apoB-100; ApoB
Espécie	Humano
ID do Gene	338
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 50-150 da ApoB humana (P04114)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P04114
Peso Molecular da Proteína	516 kDa
Envio	Em saco de gelo