


Anticorpo Policlonal Anti-Apolipoproteína C3 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P02656

Número do item: CM0017647



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Apolipoproteína C3 humana (APOC3), validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em metabolismo lipídico e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra Apolipoproteína C3
Observações/Apelido	Apo-C3; ApoC-3; APOCIII; Apolipoproteína C3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	345
ID do Gene	345
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-99 da Apolipoproteína C3 humana (NP_000031.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02656
Peso Molecular da Proteína	11kDa
Transporte	Saco de Gelo