


Anticorpo Policlonal Anti-Apolipoproteína D (Apod) Para Ihc-P E Elisa - P05090

Número do item: CM0019262



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Apolipoproteína D humana (APOD), validado para IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisas sobre transporte de lipídios, metabolismo de lipoproteínas e doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	APOD Rabbit pAb
Observações/Alias	APOD
Espécie	Humana
GeneID (humano)	347
GeneID	347
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-189 da APOD humana (NP_001638.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P05090
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo