


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Apolipoproteína E (ApoE) Para Wb - P08226

Número do item: CM0030477



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a apolipoproteína E (ApoE) de camundongo. Adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ApoE pAb Coelho
Observações/Apelido	Apo-E
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	348
GeneID	11816
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-200 da ApoE de camundongo (NP_033826.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P08226
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Saco de gelo