

## Anticorpo Policlonal Anti-Apom Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095445

Número do item: CM0026531



### introdução

pAb de Coelho ApoM validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece ApoM humano, de camundongo e de rato. Imunogénio recombinante correspondente aos aminoácidos 22-188 da ApoM humana. Adequado para investigação do transporte lipídico.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro              | Detalhes                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto        | pAb de Coelho ApoM                                                                                                                             |
| Observações/Pseudônimo | G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM                                                                                                                |
| Espécie                | Humano                                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)        | 55937                                                                                                                                          |
| GeneID                 | 55937                                                                                                                                          |
| Imunogénio             | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-188 da ApoM humana (NP_061974.2) |
| Fonte                  | Coelho                                                                                                                                         |
| Categoria              | Anticorpos Policlonais                                                                                                                         |
| Aplicação              | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada    | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                       |
| SWISS                  | 095445                                                                                                                                         |
| Peso Proteico          | 21kDa                                                                                                                                          |
| Envio                  | Saco de gelo                                                                                                                                   |