

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-App (Proteína Precursor Da Beta-Amilóide) [Validado Por Ko] Para Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P05067

Número do item: CM0003246



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado à APP humana (aa 671-770). Validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre doença de Alzheimer e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho APP [Validado por KO]
Observações/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	351
GenelD	351
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 671-770 da APP humana (P05067).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05067
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Bolsa de gelo