


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-App Para Wb, If/Icc, Elisa - P05067

Número do item: CM0017078



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína precursora do beta-amiloide humana (APP), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisas sobre neurodegeneração em amostras humanas, de camundongo e de rato. SWISS: P05067.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	APP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; APP
Espécies	Humano, Camundongo, Rato
GeneID (Humano)	351
GeneID	351
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da APP humana (NP_000475.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05067
Peso da proteína	87 kDa
Transporte	Bolsa de gelo