

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-App (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P05067

Número do item: CM0023697



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra APP humano, validado por KO para aplicações em Western blot e ELISA. Reconhece APP de comprimento total e fragmentos de amiloide-beta. Ideal para pesquisa em neurociência e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] APP Rabbit pAb
Observações/Apelido	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
Espécie	Humano
GeneID	351
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Aβ42 humano (NP_000475.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05067
Peso Proteico	87kDa
Envio	Em saco de gelo