


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Appbp2 Para Wb, Elisa - Q92624

Número do item: CM0022566



introdução

Anticorpo policlonal de coelho APPBP2 validado para WB e ELISA em humano, rato, camundongo. Direciona a proteína de ligação a amiloide 2, um componente chave de reconhecimento de substrato Cul2 na ubiquitinação de proteínas. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APPBP2 Coelho pAb
Observações/Apelido	PAT1; APP-BP2; HS.84084; APPBP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10513
GeneID	10513
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 386-585 da APPBP2 humana (NP_006371.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92624
Peso Proteico	67kDa
Envio	Bolsa de Gelo