


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Appl1 Para Wb, Elisa - Q9Ukg1

Número do item: CM0011206



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho APPL1 validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Tem como alvo a proteína adaptadora multifuncional APPL1 envolvida na sinalização celular e resposta imune. Ideal para pesquisa sobre tráfego endossomal e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APPL1 (mAb)
Observações/Apelido	APPL; MODY14; DIP13alfa; APPL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26060
ID do Gene	26060
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 da APPL1 humana (Q9UKG1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana
SWISS	Q9UKG1
Peso Proteico	80 kDa
Envio	Saco de gelo