


Anticorpo Policlonel Anti-APPL1 De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Ukg1

Número do item: CM0030478



introdução

Anticorpo Policlonel APPL1 de Coelho para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com APPL1 humano, de camundongo e rato. Ideal para investigar proliferação celular, metabolismo e sinalização por insulina. Proteína de 80 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APPL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26060
GeneID	26060
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da APPL1 humana (NP_036228.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKG1
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Bolsa de gelo