


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aprt (Validado Por Kd) Para Wb, If/Icc, Elisa - P07741

Número do item: CM0010181



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra APRT humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo a adenina fosforibosiltransferase, uma enzima chave na recuperação de purinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] APRT Rabbit mAb
Observações/Apelidos	AMP; APRTD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	353
GeneID	353
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da APRT humana (NP_000476.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07741
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de gelo