


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-APrt Para Wb E Elisa - P07741

Número do item: CM0025922



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado direcionado à APRT humana (adenina fosforribosiltransferase). Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo de nucleotídeos e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho APRT
Observações/Apelido	AMP; APRTD; APRT
Espécie	Humano
GeneID	353
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da APRT humana (NP_000476.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P07741
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de Gelo