


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aprt Para Wb, If/Icc, Elisa - P07741

Número do item: CM0017382



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra APRT humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece APRT humano, de camundongo e de rato (20 kDa). Ideal para pesquisas sobre a via de recuperação de AMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	APRT pAb de coelho
Observações/alias	AMP, APRTD, APRT
Espécie	Humana
ID do gene	353
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da APRT humana (NP_000476.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P07741
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Gelo reutilizável