

Anti-Aptx Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z2E3

Número do item: CM0029334



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho APTX validado para aplicações de Western blot, IF/ICC, IP e ELISA. Reage especificamente com aprataxina humana (MW 41 kDa). Ideal para estudos de reparo de DNA, reparo de excisão de base e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APTX Rabbit pAb
Observações/Apelido	AOA; AOA1; AXA1; EAOH; EOAHA; FHA-HIT; APTX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54840
GeneID	54840
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 93-342 da APTX humana (NP_001182178.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z2E3
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo