

Anticorpo Policlonais Anti-Aqp2 Para Ihc-P, Elisa - P41181

Número do item: CM0015569



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao AQP2 humano, validado para IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Detecta uma proteína de 29 kDa. Ideal para pesquisas sobre homeostase hídrica renal e ducto coletor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AQP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	359
ID do Gene	359
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 147-271 do AQP2 humano (NP_000477.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P41181
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo