

Anticorpo Policlonal Anti-Aqp2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P41181

Número do item: CM0021623



introdução

AQP2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; detecta AQP2 humana com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de transporte renal de água e diabetes insípida.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AQP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	359
GeneID	359
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 147-271 da AQP2 humana (NP_000477.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41181
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo