

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aqp3 Para Wb, If-P, Elisa - Q92482

Número do item: CM0029804

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra AQP3 humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo a aquaporina-3, essencial para o transporte de glicerol, água e H2O2 em pesquisas epiteliais e de pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AQP3 Rabbit pAb
Observações/Alias	GIL; AQP-3; AQP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	360
GeneID	360
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 178-292 da AQP3 humana (NP_004916.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92482
Peso Proteico	32 kDa
Transporte	Saco de gelo