


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aqp5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55064

Número do item: CM0007557



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra AQP5 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar transporte de água, função da glândula salivar e hidratação da pele. PM 28 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-AQP5
Observações/Apelido	PPKB; AQP-5; AQP5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	362
GeneID	362
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 165-265 do AQP5 humano (NP_001642.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55064
Peso Molecular da Proteína	28 kDa
Envio	Saco de gelo