


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Aqp5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55064

Número do item: CM0025545



introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra Aquaporina-5 (AQP5), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudo de canais de água na função de glândulas salivares, diminuição regulatória de volume e biologia das glândulas sudoríparas e crinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AQP5 pAb de Coelho
Observações/Alias	PPKB; AQP-5; AQP5
Espécie	Humana
ID do Gene	362
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 166-265 da AQP5 humana (NP_001642.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55064
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de gelo