

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aqr Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60306

Número do item: CM0027331



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RNA helicase aquarius (AQR/IBP160). Adequado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Este anticorpo é ideal para estudar splicing de pré-mRNA, biogênese de snoRNP e atividade de RNA helicase.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | AQR Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apêndice | IBP160; fSAP164; AQR                                                                                                     |
| Espécie              | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)      | 9716                                                                                                                     |
| GeneID               | 9716                                                                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-700 do AQR humano (NP_055506.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                | O60306                                                                                                                   |
| Peso Proteico        | 171kDa                                                                                                                   |
| Remessa              | Bolsa de Gelo                                                                                                            |