

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aquaporina-1 (Aqp1) Para Wb, If, Ihc, Elisa - P29972

Número do item: CM0021322



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Aquaporina-1 (AQP1) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de canais de água e transporte.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Aquaporina-1 (AQP1)
Observações/Apelido	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Aquaporina-1 (AQP1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	358
GeneID	358
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-269 da Aquaporina-1 (AQP1) humana (NP_932766.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29972
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo