

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aquaporina-10 (Aqp10) Para Wb E Elisa - Q96Ps8

Número do item: CM0029817



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Aquaporina-10 (AQP10) humana. Validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Detecta uma banda de ~32 kDa; adequado para pesquisa de transporte de glicerol e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	pAb de Coelho AQP10
Observações/Apelido	AQPA_HUMAN; AQP10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	89872
GeneID	89872
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 209-301 da AQP10 humana (NP_536354.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96PS8
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo