

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Aquaporina-3 (Aqp3) Para Ihc-P, Elisa - Q92482

Número do item: CM0026505

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Aquaporina-3 (AQP3) humana, validado para IHC-P e ELISA. Detecta uma proteína glicosilada de 32 kDa envolvida no transporte de glicerol/água; adequado para pesquisa de biomarcadores de pele e rim.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AQP3 Coelho pAb
Observações/Apêndice	GIL; AQP-3; AQP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	360
GeneID	360
Imunogênio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 193-292 da AQP3 humana (NP_004916.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	Q92482
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo