

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aquaporina-4 (Aqp4) Para Wb - P55087

Número do item: CM0002138



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante anti-Aquaporina-4 (AQP4) para WB, IF-F, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para investigar a homeostase da água no cérebro, o transporte glinfático e a depuração de amiloide-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Aquaporina-4 (AQP4)
Observações/Apelido	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporina-4 (AQP4)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	361
GeneID	361
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 256-323 da Aquaporina-4 (AQP4) humana (NP_001641.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P55087
Peso Proteico	32KDa/34kDa
Envio	Saco de gelo