

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aquaporina-4 (Aqp4) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P55087

Número do item: CM0027664



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Aquaporina-4 (AQP4) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo um canal de água chave no cérebro envolvido na depuração glnfática e na homeostase da água cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Aquaporina-4 (AQP4) pAb de Coelho
Observações/Apelido	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporina-4 (AQP4)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	361
GeneID	361
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 256-323 da Aquaporina-4 (AQP4) humana (NP_001641.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55087
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo