

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aquaporina-8 (Aqp8) Para Wb, If/Icc, Elisa - O94778

Número do item: CM0028816

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AQP8 validado para WB, IF/ICC, ELISA; com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar o transporte de água e peróxido de hidrogênio pela aquaporina-8, secreção biliar e função mitocondrial. Peso molecular previsto ~27 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AQP8 Rabbit pAb
Observações/Alias	AQP-8; AQP8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	343
ID do Gene	343
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da AQP8 humana (NP_001160.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94778
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo