

Anticorpo Policloal Anti-Araf Para Wb, If/Icc, Elisa - P10398

Número do item: CM0018735



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARAF humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para detectar ARAF em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas de sinalização mitogênica e diferenciação miogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARAF Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1; ARAF
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	369
GeneID	369
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 371-606 da ARAF humana (NP_001645.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10398
Peso Proteico	68kDa
Envio	Bolsa de gelo