

Anticorpo Policlonal Anti-Arap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96P48

Número do item: CM0015887



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ARAP1 humano, validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Detecta ARAP1 de camundongo e rato. Adequado para estudos de citoesqueleto de actina e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARAP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CENTD2; cnt-d2; ARAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	116985
ID do Gene	116985
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 834-1133 do ARAP1 humano (NP_001128662.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96P48
Peso da Proteína	162kDa
Envio	Saco de gelo