

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Arc (Harc/Arg3.1) Para Wb, Elisa - Q7Lc44

Número do item: CM0030389



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta afinidade contra ARC/Arg3.1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta ARC humano e de camundongo; ideal para pesquisa em plasticidade sináptica e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ARC Rabbit pAb
Observações/Alias	hArc; Arg3.1; ARC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23237
GeneID	23237
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da ARC humana (NP_056008.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7LC44
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo