


Anticorpo Policlonal Anti-Arf1 Para Wb, Elisa - P84077

Número do item: CM0028731



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de ribosilação do ADP humano 1 (ARF1, P84077). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos em tráfego do Golgi, plasticidade sináptica e interações hospedeiro-patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARF1 Coelho pAb
Observações/Apelido	PVNH8; ARF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	375
GeneID	375
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-181 do ARF1 humano (P84077).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84077
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo