


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Arf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P84077

Número do item: CM0008017



introdução

mAb de coelho contra ARF1 para Western blot, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator 1 de ribosilação do ADP, uma pequena GTPase essencial para o tráfego de proteínas e a função do complexo de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra ARF1
Observações/Apelido	PVNH8; ARF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	375
ID do Gene	375
Imunogénio	Péptido sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 70-150 do ARF1 humano (P84077).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84077
Peso da Proteína	21 kDa
Transporte	Bolsa de gelo