


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arf1 Para Wb, Elisa - P84077

Número do item: CM0024098



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ARF1 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Detecta ARF1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de tráfego de Golgi, plasticidade sináptica e ativação de toxina colérica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PVNH8; ARF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	375
GeneID	375
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-181 do ARF1 humano (NP_001649.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84077
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo