


Anticorpo Policloal Anti-Arf4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P18085

Número do item: CM0028620



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARF4 (fator de ADP-ribosilação 4) humano validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Uso em pesquisa de tráfego no Golgi e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARF4 Rabbit pAb
Observações/Alias	ARF2; ARF4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	378
ID do Gene	378
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do ARF4 humano (NP_001651.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18085
Peso Proteico	21kDa
Transporte	Saco de gelo