

Anti-Arf5 (Validado Por Ko) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P84085

Número do item: CM0024118



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARF5, validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudar o fator 5 de ribosilação de ADP no tráfego de Golgi, sinalização mTORC1 e controle de qualidade lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] ARF5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARF5; F5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	381
GeneID	381
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do ARF5 humano (NP_001653.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84085
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo