


Anticorpo Monoclonal Anti-Arf5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P84085

Número do item: CM0010122



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ARF5 humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo do tráfego no aparelho de Golgi e das vias de sinalização do mTOR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra ARF5
Observações/Alternativa	ARF5; fator 5 de ADP-ribosilação
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	381
ID do Gene	381
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 81-180 do ARF5 humano (P84085).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84085
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo