

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arf5 Para Wb, Elisa - P84085

Número do item: CM0028662



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ARF5 humano. Validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta ARF5 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa sobre tráfego do Golgi, sinalização de mTORC1 e controle de qualidade lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARF5 Rabbit pAb
Observações/Alias	ARF5
Espécie	Humano
GeneID	381
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do ARF5 humano (NP_001653.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84085
Peso Molecular da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo