

Anticorpo Monoclonal Anti-Arf6 Para Wb, Elisa - P62330

Número do item: CM0003153



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ARF6 validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com humano, rato e rato. Ideal para estudar a GTPase ARF6 no reciclagem endocítica, dinâmica do citoesqueleto e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARF6 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	ARF6; Fator de ADP-ribosilação 6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	382
GeneID	382
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 76-175 do ARF6 humano (P62330).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62330
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de Gelo