

Anticorpo Policlonal Anti-Arf6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62330

Número do item: CM0014576



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ARF6 humano (P62330), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece o ARF6 humano, de rato e de camundongo; adequado para o estudo do tráfego de membrana e da dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARF6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARF6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	382
ID do Gene	382
Imunogénio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-175 do ARF6 humano (NP_001654.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62330
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo