

Anti-Arfgap1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8N6T3

Número do item: CM0026369



introdução

Anticorpo policlonal de coelho ARFGAP1 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Detecta ARFGAP1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre tráfego de membrana e dinâmica do Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARFGAP1 pAb Coelho
Observações/Apelido	ARF1GAP; HRIHFB2281; ARFGAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55738
GeneID	55738
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do ARFGAP1 humano (NP_001268411.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N6T3
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo