


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Arfgap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6H7

Número do item: CM0023487



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra ARFGAP2, uma proteína ativadora de GTPase para ARF1 implicada no transporte ER-Golgi. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARFGAP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	IRZ; ZFP289; ZNF289; NBLA10535; ARFGAP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84364
GeneID	84364
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 242-521 da ARFGAP2 humana (NP_115765.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N6H7
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo