

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Arfrp1 / Arp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13795

Número do item: CM0002588

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a ARFRP1/ARP humano (Q13795) para WB, IF/ICC, ELISA; com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de tráfego golgiense e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARFRP1 / ARP mAb de coelho
Observações/Apelidos	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1 / ARP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10139
GeneID	10139
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 102-201 de ARFRP1 / ARP humano (Q13795)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13795
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo