

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arfrp1 Para Wb E Elisa - Q13795

Número do item: CM0017599

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-ARFRP1 para Western blot e ELISA. Reconhece ARFRP1 humano, de rato e de camundongo, uma GTPase da rede trans-Golgi que regula a triagem de proteínas e a lipidação de lipoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARFRP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10139
GeneID	10139
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-201 do ARFRP1 humano (NP_001254476.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13795
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo