


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arginase 1 (Arg1) Para Wb, If-P, Elisa - P05089

Número do item: CM0019168



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Arginase 1 (ARG1) humana, validado para Western blot, imunofluorescência/imunoperoxidase e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar o ciclo da ureia e a regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Arginase 1 (ARG1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARG1; arginase-1; Arginase 1 (ARG1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	383
GeneID	383
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-322 da Arginase 1 (ARG1) humana (NP_000036.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05089
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo