

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arginase-1 Para Wb, If-P, Elisa - Q61176

Número do item: CM0019598

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Arginase-1 (Arg-1) de camundongo, validado para WB, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Ideal para estudos do ciclo da ureia, polarização de macrófagos e evasão imunária tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Arginase-1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	383
GeneID (Camundongo)	11846
Imunógeno	Proteína recombinante da Arginase-1 de camundongo
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q61176
Peso da Proteína	34KDa
Envio	Bolsa de gelo