


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Arginase 2 (Arg2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78540

Número do item: CM0003955



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Arginase 2 (ARG2) humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a arginase-2 mitocondrial, um regulador chave do metabolismo da arginina, da resposta imune e da função endotelial. Ideal para pesquisa em imunologia e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Arginase 2 (ARG2) Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	ARG2; arginase 2; Arginase 2 (ARG2)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	384
GeneID	384
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 255-354 da Arginase 2 (ARG2) humana (P78540)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78540
Peso Proteico	39kDa
Envio	Em saco de gelo