

Anti-Argonaute-2 (Eif2C2) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Número do item: CM0030687



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho de alta qualidade contra Argonaute-2 humano (AGO2/EIF2C2). Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de RNAi e silenciamento gênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Argonaute-2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27161
ID do Gene	27161
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 47-115 do Argonaute-2 humano (NP_036286.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKV8
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de gelo