

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Argonaute-2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukv8

Número do item: CM0030556



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Argonaute-2 (pAb) validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Argonaute-2 é um componente central do RISC que media o silenciamento gênico guiado por miRNA/siRNA para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Argonaute-2
Observações/Apelido	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27161
GeneID	27161
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Argonaute-2 humano (NP_036286.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKV8
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de gelo