


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arhhgap1 Para Wb, Ip, Elisa - Q07960

Número do item: CM0027541



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ARHGAP1 humano, uma proteína ativadora de GTPase Rho que regula Cdc42, Rac e Rho. Validado para WB, IP e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGAP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RHOGAP; RHOGAP1; CDC42GAP; p50rhoGAP; ARHGAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	392
ID do Gene	392
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-439 do ARHGAP1 humano (NP_004299.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07960
Peso Proteico	50kDa
Envio	Bolsa de Gelo