

Anticorpo Policlogonal De Coelho Anti-Arhgap11B Para Wb, Elisa - Q3Krb8

Número do item: CM0020840

introdução

Anticorpo Policlogonal de Coelho anti- ARHGAP11B de alta qualidade para Western blot e ELISA. Tem como alvo a ARHGAP11B humana (SWISS: Q3KRB8), uma proteína específica de homininos crucial para o desenvolvimento do neocórtex. Ideal para pesquisa neurológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGAP11B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	B'-T; FAM7B1; GAP (1-8); ARHGAP11B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	89839
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 218-267 da ARHGAP11B humana (NP_001034930.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q3KRB8
Peso da Proteína	30kDa
Transporte	Bolsa de gelo